

| Usuario | |
|---------|---------------------------------|
| PK | <u>idUsuario int NOT NULL</u> |
| | nombre varchar(50) NOT NULL |
| | apellidos varchar(50) NOT NULL |
| | contraseña varchar(50) NOT NULL |
| UK | email varchar(50) NOT NULL |

| Mensaje | |
|---------|-------------------------------|
| PK | <u>idMensaje int NOT NULL</u> |
| FK1 | idRemitente int NOT NULL |
| FK2 | idDestinatario int NOT NULL |
| | fecha: TIMESTAMP NOT NULL |
| | contenido TEXT NOT NULL |

| Especialista | |
|--------------|---|
| PK,FK | <u>idEspecialista int NOT NULL AUTO_INCREMENT</u> |
| | |

| Paciente | |
|----------|---|
| PK,FK | <u>idPaciente int NOT NULL AUTO_INCREMENT</u> |
| FK1 | especialista int NOT NULL |

| Estado | |
|--------|---|
| PK | <u>idEstado int NOT NULL AUTO_INCREMENT</u> |
| | estado varchar(50) NOT NULL |
| | imagenSimbolo LONGBLOB NOT NULL |
| | descripcion TEXT |

| TipoAnálisis | |
|--------------|-------------------------------------|
| PK | <u>idAnalisis int NOT NULL</u> |
| | nombreAnalisis varchar(50) NOT NULL |
| | descripcion varchar(50) |

| ECG | |
|-----|--|
| PK | <u>idECG int NOT NULL</u> |
| FK1 | paciente char(50) NOT NULL |
| FK2 | dispositivo char(50) NOT NULL |
| FK3 | estado char(50) NOT NULL |
| FK4 | especialistaAnalisis char(50) NOT NULL |
| | fechaSubida TIMESTAMP NOT NULL |
| | fechaAnalisis TIMESTAMP NOT NULL |
| | datos LARGE BINARY |
| | analisisAutomático TEXT |
| | analisisEspecialista TEXT |

| Dispositivo | |
|-------------|-----------------------------------|
| PK | <u>idDispositivo int NOT NULL</u> |
| FK | paciente int NOT NULL |
| FK | tipoAnalisis int NOT NULL |
| | marca char(50) |
| | modelo char(50) |